



ક્લિન્ડેક્સ™ ડીએસ

પ્રસ્તુતિકરણ: ૧૦ અને ૨૫ કિગ્રા એચડીપીઈ લાઈન્ડ ગૂણી

ડોસેજ:

તળાવની તૈયારી માટે: ૫૦ કિગ્રા અથવા વધુ/હે કલ્ચર દરમિયાન: ૨૫ કિગ્રા અથવા વધુ/ હે

મહત્વનું: ડોસેજ અને સમય પ્રવર્તમાન કલ્ચરની સ્થિતિના આધારે સમાજિયત કરવું અથવા અમારા ખેતી અધિકારીઓની સલાહ થકી.

પ્રસ્તાવના :

કુડમાં ક્લિયોલાઈટ અર્થ ક્લિસ્ટલ્સના ઘણા બધા પ્રકાર રચે છે. ફક્ત માઈક્રો ક્લિસ્ટલાઈન આલ્કલી અર્થ મેટલ, એલ્યુમિનિયમ સિલિકેટ્સ ક્લિયોલાઈટ તરીકે જ્ઞાત છે. આનું કારણ એ છે કે સપાટીની જગ્યા થકી વાયુ શોષાય છે. આથી ક્લિયોલાઈટનું ફક્ત માઈક્રો ક્લિસ્ટલાઈનનું સ્વરૂપ ઈચ્છિત પરિણામો આપે છે. ઉપરાંત મહત્તમ કેલ્શિયમ સ્વરૂપ સાથે ટેટ્રાહાઈડ્રા સ્ટ્રક્ચર ધરાવતા ક્લિયોલાઈટ્સ એક્વાકલ્ચરમાં ઉપયોગી છે. આનું કારણ એ છે કે કેલ્શિયમ આયન એ આસાનીથી એમોનિયમ આયન સાથે બદલી કરી શકાય છે. બાયોસ્ટેડનું ક્લિન્ડેક્સ™- ડીએસની પ્રક્રિયા કરાય છે, જેથી કેલ્શિયમમાં ફક્ત ઉચ્ચ રિફાઈન્ડ માઈક્રો ક્લિસ્ટલાઈન રચાય અને ટેટ્રાહાઈડ્રા માળખું હોવાથી ૩૯૦-૪૦૦ એમ.ઈ/૧૦૦ ગ્રાની અત્યંત ઉચ્ચ કેશન એક્સચેન્જ કેપેસિટી (સીઈસી) જાળવી રાખે છે.

સંમિશ્રણ :

SiO ₂	60-65%	Al ₂ O ₃	18-22%
Fe ₂ O ₃	2-3%	CaO	15-18%
MgO	2-5%	Na ₂ O	1-2%

ફાયદાઓ :

વાણી અને તળાવના તળિયાની દુર્ગંધને શોષી લે છે અને ઝીંગા/ માછલાં માટે ઊંચરવા આરોગ્યવર્ધક વાતાવરણ આપે છે.

સંગ્રહ અને તકેદારીઓ:

ઠંડી અંધકારમય જગ્યામાં સંગ્રહ કરો.